



ELISA SOUPRAVY

Kat. číslo	Název výrobku	Balení	Exspirace
------------	---------------	--------	-----------

DIAGNOSTIKA TBC

Mycobacterium tuberculosis komplex

Elisa stanovení protilátek IgG ze vzorku séra, specifických proti Mycobacterium tuberculosis komplex. Vhodné pro screening zejména mimoplicních forem onem. TBC

OD 197	Pathozyme TB komplex Plus	96 testů	12 měsíců
--------	---------------------------	----------	-----------

Mycobacterium species

Elisa stanovení protilátek IgG, IgM a IgA ze vzorků séra, specifických proti Mycobacterium species. Vhodné pro sledování průběhu léčby onemocnění TBC.

OD 167	Pathozyme-MYCO G	96 testů	12 měsíců
OD 187	Pathozyme-MYCO M	96 testů	12 měsíců
OD 177	Pathozyme-MYCO A	96 testů	12 měsíců

DIAGNOSTIKA DENGUE

Elisa ke stanovení protilátek IgG a IgM v lidském vzorku při onem. Dengue

OD 217	Pathozyme-DENGUE IgG	96 testů	12 měsíců
OD 227	Pathozyme-DENGUE IgM -Indirect	96 testů	12 měsíců
OD 647	Pathozyme-DENGUE IgM-Capture	96 testů	12 měsíců

DIAGNOSTIKA TRYPANOSOMA CRUZI

Elisa ke stanovení protilátek IgG proti Trypanosoma cruzi. Parazit vyvolávající onem. Chagas

OD 147	Pathozyme-CHAGAS IgG	96 testů	12 měsíců
--------	----------------------	----------	-----------

Objednávky zasílejte na:
APR s.r.o. – EXPEDICE, Budovcova 2, 612 00 Brno-Královo Pole
faxem: 543 210 078
e-mailem: aprbrno@apr.cz
Cena nezahrnuje DPH, balné a poštovné

Při objednávce zboží nad 10 000 Kč (včetně DPH) poštovné a balné zdarma.