

Plnoautomatický přístroj Galileo Echo

Všechny výrobky mají atest FDA.

Revize 30.12.2008

katalogové číslo	výrobek	balení	Exspirace
------------------	---------	--------	-----------

0087000 Galileo Echo (plnoautomatický systém)

DIAGNOSTIKA PRO AB0 SYSTÉM

Monoklonální – pro aglutinační testy

0066001	immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)	10 ml	2 roky
0066080	immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)	10 x 10 ml	2 roky
0066030	NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6, klon A98)	10 ml	2 roky
0066033	NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6, klon A98)	10 x 10 ml	2 roky
0066002	immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)	10 ml	2 roky
0066081	immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)	10 x 10 ml	2 roky
0066031	NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (b.l.F84 3D6, F97 2D6, klon B84, B97)	10 ml	2 roky
0066034	NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (b.l.F84 3D6, F97 2D6, klon B84, B97)	10 x 10 ml	2 roky
0066003	immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)	10 ml	2 roky
0066082	immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)	10 x 10 ml	2 roky
0066032	NOVACLONE Anti AB Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6, F84 3D6, F97 2D6, F125 7B6, klon A98, B84, B97, AB125)	10 ml	2 roky
0066035	NOVACLONE Anti AB Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6, F84 3D6, F97 2D6, F125 7B6, klon A98, B84, B97, AB125)	10 x 10 ml	2 roky

DIAGNOSTIKA PRO Rh SYSTÉM

► Anti - D ◀

Monoklonální – pro aglutinační testy

0066008	immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM	10 ml	2 roky
0066085	immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM (klon RUM-1), detekuje epitop 6.1 Poskytuje reakci: DVI-.	10 x 10 ml	2 roky
0066036	NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG	10 ml	2 roky
0066037	NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG (IgM klon 175-2), detekuje epitop 6.1 (IgG klon D415 1E4) V testu přímé aglutinace DVI-, DFR+, DHAR (R ₀ Har)+, DBT+. K detekci velmi slabých weak D, variant DVI a dalších variant D je nutná AGH fáze.	10 x 10 ml	2 roky

► Anti - C, c, E, e, C^w ◀

Monoklonální – pro aglutinační test

0066011	immuClone (1) Anti-C Galileo, IgM (klon MS24)	10 ml	2 roky
0066012	immuClone (2) Anti-C Galileo, IgM (klon MS273)	10 ml	2 roky
0066013	immuClone (1) Anti-c Galileo, IgM (klon MS33)	10 ml	2 roky
0066014	immuClone (2) Anti-c Galileo, IgM (klon MS35)	10 ml	2 roky
0066015	immuClone (1) Anti-E Galileo, IgM (klon MS258, MS80)	10 ml	2 roky
0066016	immuClone (2) Anti-E Galileo, IgM (klon MS12, MS260)	10 ml	2 roky
0066017	immuClone (1) Anti-e Galileo, IgM (klon MS16, MS21, MS63)	10 ml	2 roky
0066018	immuClone (2) Anti-e Galileo, IgM (klon MS62, MS69)	10 ml	2 roky

VZÁCNÁ DIAGNOSTIKA

katalogové číslo	výrobek	balení	Exspirace
► Kell - systém ◀			
Monoklonální – pro aglutinační testy			
0066020	immuClone Anti-KGalileo, IgM (klon MS56)	10ml	2 roky
0066088	Automated immuClone Anti-KGalileo, IgM (klon K1.21.HM.EF)	10 ml	2 roky
KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA			
Pro diagnostika monoklonální			
0066006	immuClone Rh-Hr Control Galileo	10 ml	2 roky
0066083	immuClone Rh-Hr Control Galileo	10 x 10 ml	2 roky
DIAGNOSTICKÉ ERYTHROCYTY 3 – 4 %			
Diagnostické erythrocyty pro vyšetření aglutininů			
0002338	Referencells Kit A(1), A(2), B, 0	4 x 10 ml	4 týdny
0002345	Referencells Kit A(1), B	2 x 10 ml	4 týdny
DIAGNOSTIKA PRO KONTROLU			
Diagnostika pro vnitřní denní kontrolu kvality reagentů			
0066090	WB cor QC (Echo) vzorky plné krve pro kontrolu celého procesu včetně procesu ředění, diluentu, atp. Kit obsahuje 2 sady (4x4,5 ml) a následující erys: A poz. CCDee, K+ B neg. ccddee 0 poz. ccDDEE 0 poz. CcDEe	2x (4x 4,5ml)	4 týdny
Kontrolní erythrocyty, séra			
0066122	DAT Positive Control Cells Galileo (pro pozitivní kontroly vyšetření D ^{w/v} , zkoušky kompat. převážně pro Echo)	10 ml	4 týdny
CAPTURE - SYSTÉM PEVNÉ FÁZE			
Stripy na aglutinační testy			
0089000	CMT Plates (stripy na aglutinační testy - Echo)	40 destiček	5 měsíců
Stripy na vyš. zkoušky kompatibility, PAT, rozšířené typování, speciální účely			
0006446	Capture-R Select Plates (5 plates)	480 jamek	2 měsíce
0066804	Capture-R Ready-Screen (3) Plates (1 plate)	24 testů	2 měsíce
0066814	Capture-R Ready-Screen (3) Plates (5 plates) (detekce protilátek IgG pomocí 3 typů imobilizovaných erys) Cell 1: C ^w CDDee (R1 ^w R) Cell 2: ccDDEE (R2R2) Cell 3: ccddee (rr)	120 testů	2 měsíce
0066204	Capture-R Ready-ID Plate (1 plate)	6 testů	2 měsíce
0066214	Capture-R Ready-ID Plate (5 plates) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys)	30 testů	2 měsíce
0006454	Capture-R Ready-ID Extend I Plates (1 plate)	6 testů	2 měsíce
0006455	Capture-R Ready-ID Extend I Plates (5 plate) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys Rh pozit.bez c nebo e, 1 pozit., 1 negat. kontrolní jamka)	30 testů	2 měsíce
0006456	Capture-R Ready-ID Extend II Plates (1 plate)	6 testů	2 měsíce
0006457	Capture-R Ready-ID Extend II Plates (5 plate) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys Rh negat., 1 pozit., 1 negat. kontrolní jamka)	30 testů	2 měsíce
Indikátorové erythrocyty			
0006427	Capture-R Indicator cells	11,5 ml	4 týdny
0006428	Capture-R Indicator Cells	10 x 11,5 ml	4 týdny
Roztoky			
0006419	Capture LISS (pro 96 jamek)	11,5 ml	2 roky
0006420	Capture LISS (pro 10 x 96 jamek)	10 x 11,5 ml	2 roky
Spotřební materiál			
0066056	Galileo System Liquid	10 x 500 ml	2 roky

katalogové číslo	výrobek	balení	Expirace
0066052	Specimen Diluent (Echo)	10 x 10 ml	1 rok
0066074	Stir ball dispenser (dávkovač kovových kuliček)	pro 1 lahvičku	
0006226	Stir balls (kovové kuličky na míchání erys)	2 lahv. á 50 ks	

Informace

Veškerá imunohematologická diagnostika můžete objednávat formou čtvrtletních, pololetních, případně celoročních objednávek. Mimo tyto termíny budeme řešit vaše požadavky individuálně. Ke všem metodám poskytujeme české pracovní návody, které odpovídají požadavkům pro správnou laboratorní praxi.

Důležité informace:

1. Objednávky a případné změny v objednávce diagnostických erytrocytů zasílejte **minimálně 6 týdnů** před uvedeným datem dodávek.
2. Objednaná diagnostická séra expedujeme současně s diagnostickými erytrocyty.
3. Pokud budete mít požadavky na urgentní zaslání diagnostických sér, uveďte Váš požadavek ve Vaší objednávce.

Cena nezahrnuje 9 % DPH, pojištění, poštovné a balné. Uvedené ceny jsou závislé na směnném kursu EUR vůči Kč a mohou proto podléhat kursovým změnám.

Objednávky zasílejte:

na adresu:

APR s.r.o. - EXPEDICE, Budovcova 2, 612 00 Brno - Královo Pole

faxem: 549 210 078

na e-mail: aprbrno@apr.cz

Odborné dotazy a konzultace:

APR s.r.o. – Severozápadní V/35, 141 00 Praha 4 – Spořilov

tel: 272 766 361

e-mail: aprpraha@apr.cz

ww.apr.cz