

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
DIAGNOSTIKA PRO AB0 SYSTÉM			
Monoklonální – pro aglutinační testy			
0066001	immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)	10 ml	2 roky
0066080	immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)	10 x 10 ml	2 roky
5170011	NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, klon A98)	10 ml	2 roky
5170021	NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, klon A98)	10 x 10 ml	2 roky
0066002	immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)	10 ml	2 roky
0066081	immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)	10 x 10 ml	2 roky
5175011	NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (b.l.F84 3D6-6, F97 2D6-5, klon B84, B97)	10 ml	2 roky
5175021	NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (b.l.F84 3D6-6, F97 2D6-5, klon B84, B97)	10 x 10 ml	2 roky
0066003	immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)	10 ml	2 roky
0066082	immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)	10 x 10 ml	2 roky
5185011	NOVACLONE Anti AB Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, F84 3D6-6, F97 2D6-5, F125 7B6-4, klon A98, B84, B97, AB125)	10 ml	2 roky
5185021	NOVACLONE Anti AB Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, F84 3D6-6, F97 2D6-5, F125 7B6-4, klon A98, B84, B97, AB125)	10 x 10 ml	2 roky
0066005	immuClone Anti-H Galileo, IgM (klon 10934 C 11)	5 ml	2 roky
Lektiny – pro aglutinační test			
0066004	Anti-A(1) (Lectin) Galileo	5 ml	2 roky
DIAGNOSTIKA PRO Rh SYSTÉM			
► Anti - D ◀			
Monoklonální – pro aglutinační testy			
0066007	immuClone Anti-D fast Galileo, IgM	10 ml	2 roky
0066084	immuClone Anti-D fast Galileo, IgM (klon D175-2), detekuje epitop 6.1 Poskytuje reakce: DVI-, DFR +, DHAR (R₀ Har)+ , DBT+	10 x 10 ml	2 roky
0066008	immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM	10 ml	2 roky
0066085	immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM (klon RUM-1), detekuje epitop 6.1 Poskytuje reakci: DVI-	10 x 10 ml	2 roky
0066009	immuClone Anti-D duo Galileo, IgM+IgG	10 ml	2 roky
0066086	immuClone Anti-D duo Galileo, IgM+IgG (IgM klon TH 28), detekuje epitop 6.4 (IgG klon MS26), detekuje epitop 9.1 V testu přímé aglutinace DVI-, DFR-, K detekci velmi slabých weak D, variant D VI, DFR a dalších variant D je nutná AGH fáze.	10 x 10 ml	2 roky
0066036	NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG	10 ml	2 roky
0066037	NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG (IgM klon 175-2), detekuje epitop 6.1 (IgG klon D415 1E4) V testu přímé aglutinace DVI-, DFR+, DHAR (R₀Har)+, DBT+. K detekci velmi slabých weak D, variant DVI a dalších variant D je nutná AGH fáze.	10 x 10 ml	2 roky
► Anti - C, c, E, e, C^w ◀			
Monoklonální – pro aglutinační test			
0066011	immuClone (1) Anti-C Galileo, IgM (klon MS24)	10 ml	2 roky
0066012	immuClone (2) Anti-C Galileo, IgM (klon MS273)	10 ml	2 roky

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
0066013	immuClone (1) Anti-c Galileo, IgM (klon MS33)	10 ml	2 roky
0066014	immuClone (2) Anti-c Galileo, IgM (klon MS35)	10 ml	2 roky
0066015	immuClone (1) Anti-E Galileo, IgM (klon MS258, MS80)	10 ml	2 roky
0066016	immuClone (2) Anti-E Galileo, IgM (klon MS12, MS260)	10 ml	2 roky
0066017	immuClone (1) Anti-e Galileo, IgM (klon MS16, MS21, MS63)	10 ml	2 roky
0066018	immuClone (2) Anti-e Galileo, IgM (klon MS62, MS69)	10 ml	2 roky
0066019	immuClone Anti-C(w) Galileo, IgM (klon MS110)	5 ml	2 roky
► K e l l - s y s t é m ◀			
Monoklonální – pro aglutinační testy			
0066020	immuClone Anti-K Galileo, IgM (klon MS56)	10ml	2 roky
0066088	Automated immuClone Anti-K Galileo, IgM (klon K1.21.HM.EF)	10 ml	2 roky
VZÁCNÁ DIAGNOSTIKA			
► M N S s - s y s t é m ◀			
Monoklonální – pro aglutinační testy			
0066021	immuClone® anti-M Galileo, IgM, murine, monoclonal (klonm-11H2)	5 ml	2 roky
OSTATNÍ SYSTÉMY Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu			
► K e l l - s y s t é m ◀			
0066306	Anti-k (Cellano) micro Galileo	5 ml	2 roky
► C w - a n t i g e n ◀			
0066307	Anti-Cw micro Galileo	5 ml	2 roky
► D u f f y - s y s t é m ◀			
Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu			
0066300	Anti-Fy (a) micro Galileo	5 ml	2 roky
0066301	Anti-Fy (b) micro Galileo	5 ml	2 roky
► K i d d - s y s t é m ◀			
Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu			
0066302	Anti-Jk(a) micro Galileo	5 ml	2 roky
0066303	Anti-Jk(b) micro Galileo	5 ml	2 roky
► M N S s - s y s t é m ◀			
Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu			
0066304	Anti-S micro Galileo	5 ml	2 roky
0066305	Anti-s micro Galileo	5 ml	2 roky
KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA			
Pro diagnostika monoklonální			
0066006	immuClone Rh-Hr Control Galileo	10 ml	2 roky
0066083	immuClone Rh-Hr Control Galileo	10 x 10 ml	2 roky
Pro diagnostika polyklonální (micro) – pouze pro Capture metodu			
0066299	Negative Control micro Galileo	5 ml	2 roky
DIAGNOSTICKÉ ERYTROCYTY 3 – 4 %			
Diagnostické erythrocyty pro vyšetření aglutininů			
0002338	Referencells Kit A(1), A(2), B, 0	4 x 10 ml	4 týdny
0002345	Referencells Kit A(1), B	2 x 10 ml	4 týdny

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
DIAGNOSTIKA PRO KONTROLU			
Diagnostika pro vnitřní denní kontrolu kvality reagentů			
0066296	cor QC Extend Standard Cell Galileo erys naředěné na 2-4% suspenzi pro kontrolní účely Standart Cell 0 poz. R1R1 (CCDee) 10 ml	10 ml	4 týdny
0066297	cor QC Extend Complete, Cell I-IV Galileo erys naředěné na 2-4% suspenzi pro kontrolní účely, obsahuje následující erys: Standart Cell 0 poz. R1R1 (CCDee) 10 ml Cell 1: 0 neg. r r K- (Ccddee, K-) 5 ml v 10 ml lahvičce Cell 2: 0 neg. r r K- (ccddeE, K-) 5 ml v 10 ml lahvičce Cell 3: 0 neg. r r K+ (ccddeE, K+) 5 ml v 10 ml lahvičce Cell 4: 0 poz. R2R2 (ccDEE) 5 ml v 10 ml lahvičce	1x10+4x5 ml	4 týdny
0066090	WB cor QC (Echo) vzorky plné krve pro kontrolu celého procesu včetně procesu ředění, diluentu, atp. Kit obsahuje 2 sady (4x4,5 ml) a následující erys: A poz. CCDee, K+ B neg. ccddee 0 poz. ccDDEE 0 poz. CcDEe	1x (4x4,5ml)	4 týdny
Kontrolní erythrocyty, séra			
0066122	DAT Positive Control Cells Galileo (pro pozitivní kontroly vyšetření D ^{wv} , zkoušky kompat. převážně pro Echo)	10 ml	4 týdny
0066236	Capture-R Control Set (pozitivní a negativní kontrolní sérum)	2 x 11,5 ml	2 roky
CAPTURE - SYSTÉM PEVNÉ FÁZE			
Destičky na aglutinační testy			
0066050	Microtitre Plates (mikrotitrační destičky na aglutinační testy - Galileo)	100 desek	
0089000	CMT Plates (stripy na aglutinační testy - Echo)	40 destiček	5 měsíců
Stripy na vyš. zkoušky kompatibility, PAT, rozšířené typování, speciální účely			
0006446	Capture-R Select Plates (5 plates)	480 jamek	3 měsíce
Vyšetření protilátek proti erythrocytům (1 deska-12 stripů, 1 ID deska- 6 dvojstripů)			
0066203	Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells, Cw) Plates (1 plate)	96 testů	3 měsíce
0066213	Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells, Cw) Plates (5 plates) (detekce IgG protilátek pomocí směsi imobilizovaných erys)	480 testů	3 měsíce
0066202	Capture-R Ready-Screen (I, II, Cw) Plates (1 plate)	48 testů	3 měsíce
0066212	Capture-R Ready-Screen (I, II) Cw Plate (5 plates) (detekce IgG protilátek pomocí 2 typů imobilizovaných erys)	240 testů	3 měsíce
0066804	Capture-R Ready Screen (3) Cw Plates (1 plate)	24 testů	3 měsíce
0066814	Capture-R Ready Screen (3) Cw Plates (5 plate) detekce protilátek IgG pomocí 3 typů imobilizovaných erys)	120 testů	3 měsíce
0066802	Capture-R RS (IV) Kp ^a (Lu ^a) Plates (1 Plate)	24 testů	3 měsíce
0066812	Capture-R Ready-Screen (IV) Kp ^a (Lu ^a) Plates (5 plates) (detekce protilátek IgG pomocí 4 typů imobilizovaných erys)	120 testů	3 měsíce
0066204	Capture-R Ready-ID Plate (1 plate)	6 testů	3 měsíce
0066214	Capture-R Ready-ID Plate (5 plates) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys)	30 testů	3 měsíce
0006454	Capture-R Ready-ID Extend I Plates (1 plate)	6 testů	3 měsíce
0006455	Capture-R Ready-ID Extend I Plates (5 plate) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys Rh pozit.bez c nebo e, 1 pozit., 1 negat. kontrolní jamka)	30 testů	3 měsíce
0006456	Capture-R Ready-ID Extend II Plates (1 plate)	6 testů	3 měsíce
0006457	Capture-R Ready-ID Extend II Plates (5 plate) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys Rh negat., 1 pozit. , 1 negat. kontrolní jamka)	30 testů	3 měsíce
Indikátorové erythrocyty			
0006427	Capture-R Indicator cells	11,5 ml	4 týdny
0006428	Capture-R Indicator Cells	10 x11,5 ml	4 týdny

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
Roztoky			
0006419	Capture LISS (pro 96 jamek)	11,5 ml	2 roky
0006420	Capture LISS (pro 10 x 96 jamek)	10 x 11,5 ml	2 roky
Spotřební materiál			
0066056	Galileo System Liquid	10 x 500 ml	1 rok
04-008	PHOSPHATE BUFFERED SALINE CONCENTRATE (PBSC)	10 x 400 ml	1 rok
0066058	Galileo Diluent	3x 500 ml	1 rok
0066055	Galileo Diluent	10 x 500 ml	1 rok
0066052	Specimen Diluent (Echo)	10 x 10 ml	1 rok
0066074	Stir ball dispenser (dávkovač kovových kuliček)	pro1 lahvičku	
0006226	Stir balls (kovové kuličky na míchání erys)	2 lahv. á 50 ks	

▶ Capture - P ◀

Vyšetření protilátek proti trombocytům a HLA antigenům

0066246	Capture-P Plate (1 destička, 96 testů)	96 testů	3 měsíce
0066251	Capture-P Plate (5 destiček, 480 testů)	480 testů	3 měsíce
0066247	Capture-P Ready Screen Plate (1 destička, 6 testů)	6 testů	3 měsíce
0066240	Capture-P Indicator Red Cells	11,5 ml	4 týdny
0066248	Capture-P Control Set (Weak Positive / Negative)	2 x 3 ml	2 roky
0005035	Capture-P Wash and Storage Solution	1 000 ml	
0066078	Rely+On PERASAFE	1x10 balíčků	

Informace

Veškerá imunohematologická diagnostika můžete objednávat formou čtvrtletních, pololetních, případně celoročních objednávek. Mimo tyto termíny budeme řešit vaše požadavky individuálně. Ke všem metodám poskytujeme české pracovní návody, které odpovídají požadavkům pro správnou laboratorní praxi.

Důležité informace:

- Objednávky a případné změny v objednávce diagnostických erytrocytů zasílejte **minimálně 6 týdnů** před uvedeným datem dodávek.
- Objednaná diagnostická séra expedujeme současně s diagnostickými erytrocyty.
- Pokud budete mít požadavky na urgentní zaslání diagnostických sér, uveďte Váš požadavek ve Vaší objednávce.

Cena nezahrnuje 14 % DPH, pojištění, poštovné a balné. Uvedené ceny jsou závislé na směnném kursu EUR vůči Kč a mohou proto podléhat kursovním změnám.

Při objednávce nad 10 000 Kč (včetně DPH) balné a poštovné zdarma.

**Objednávky zasílejte:
na adresu:**
APR s.r.o. - EXPEDICE, Budovcova 2, 612 00 Brno - Královo Pole
faxem: 549 210 078
na e-mail: aprbrno@apr.cz

Odborné dotazy a konzultace:
tel. 272 764 421
e-mail: aprpraha@apr.cz
www.apr.cz